

เวทคอลแลบ เปิดให้บริการตรวจ วิเคราะห์ผล และรับ -ส่งตัวอย่าง ของสถานพยาบาลสัตว์ทั่วประเทศ



เวทคอลแลบ เปิดให้บริการตรวจ วิเคราะห์ผล และรับ-ส่งตัวอย่าง ของสถานพยาบาลสัตว์ทั่วประเทศ

ความหมายของหลอดส่งตัวอย่าง

- หลอดใส่สารกันเลือดแข็งตัว (EDTA tube) ฝาสีม่วง สำหรับเก็บ whole blood เพื่อส่งตรวจทางโลหิตวิทยา (Hematology) และปรสิตในเลือด (Blood Parasite)
- หลอดสำหรับเก็บพลาสมา (heparin tube) ฝาสีเขียว สำหรับส่งตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry)
- หลอดสำหรับเก็บซีรัม (plain tube or clot activated tube) ฝาสีแดง สำหรับส่งตรวจสาร เคมีในเลือด ฮอร์โมน โปรตีนและอิเล็กโทรไลต์ในเลือด (Blood chemistry, hormone, protein and Electrolytes)
- หลอดใส่สาร Sodium citrate สำหรับเก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจ coagulation
- กระจกใส่ปัสสาวะ สำหรับตรวจวิเคราะห์ วัดปริมาณฮอร์โมนและตะกอนในปัสสาวะ

ห้องแลบของสัตวแพทย์ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้มารับบริการ โดยมีสัตวแพทย์ประจำห้องแลบที่สามารถ
โทรสอบถามรายละเอียด หรือ หากลูกค้าท่านใดต้องการผลด่วน ก็สามารถโทรแจ้งได้เลยค่ะ เราทุกคนยินดีให้
บริการทุกท่าน

ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์เวทคอลแลบ

ที่ตั้ง 66/131-132 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-000-5676

เบอร์มือถือ : 095-880-1880 (office)

เบอร์มือถือ : 089-699-7787 (คุณดาว)

โทรสาร : 02-000-7227

ID LINE : Labvetcal

FB : <https://www.facebook.com/VetcalLab>.